



## SUPRA Primaire Pour Ardoises

### DESCRIPTION

- Primaire d'imprégnation liquide pour les enduits et les peintures acryliques. Solution aqueuse formant, après séchage, un film incolore.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Recommandé comme couche de fond pour tous les enduits ou peintures acryliques comme **SUPRA Peinture pour Ardoises**.
- L'utilisation de **SUPRA Primaire Pour Ardoises** est obligatoire sur des surfaces poudreuses ou poreuses ou en cas de risque d'humidité montante.

### PROPRIETES

- Hydrofuge le support.
- Rend le matériau moins poreux.
- Améliore l'adhérence des enduits décoratifs et les peintures acryliques.
- Excellente pénétration.

### CARACTERISTIQUES

- Teinte: blanc.
- Densité à 20°C: ± 1.
- Viscosité à 25°C - Brookfield RVT - spindle 1- 10 tours/min: ± 25 cps.
- Durée de séchage à 20°C - HR 50-60 %.
  - Sec au toucher: après ± 6 h.
  - Peut être recouvert d'un enduit: après ± 6 h.
  - Obtient ses caractéristiques physiques: après ± 24 h.
- Teneur en matières sèches en poids: ± 20 %.

### MISE EN OEUVRE

- Le support doit être sain, propre, sec, dépolvé et dégraissé.
- Éliminer les restes de peinture et particules non adhérentes.
- Enlever les algues et autres dépôts verts à l'aide **SUPRA Stop Dépôts Verts**.
- Appliquer de **SUPRA Primaire Pour Ardoises** à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless (ouverture 0,025 pouce) jusqu'à saturation du support.
- La température sera comprise entre 5°C et 35°C lors de l'application et du séchage.
- Il est déconseillé de travailler par temps humide, lorsqu'il y a du brouillard ou lorsqu'il y a un risque de pluie dans les heures qui suivent l'application. Ceci pourrait empêcher le séchage du produit et provoquer sa dilution.

### CONSOMMATION

- Environ 5m<sup>2</sup>/L = 0,2 L/m<sup>2</sup> en une couche.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Directement à l'eau.

### CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5L.

### STOCKAGE

- Durée de stockage de 3 ans dans un emballage hermétiquement fermé, à l'abri du gel.

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Veuillez lire la fiche de sécurité.